

Électrode pH SE 106 N

Électrode pH avec sonde de température

L'électrode pH SE 106 N est une électrode pH fiable avec une tige en verre et un diaphragme taillé, conçue pour des mesures précises du pH en laboratoire, même en cas d'échantillons à faible conductivité. Grâce à son verre pH spécial, l'électrode SE 106 N convient même à des mesures à de faibles températures.


Applications

Chimie, contrôle qualité, agroalimentaire et boissons, milieux agressifs

Caractéristiques techniques

pH :	0 ... 14
Température :	- 5 ... 100 °C / 23 ... 212 °F
Sonde de température :	Pt1000
Système de référence :	Ag/AgCl
Électrolyte :	liquide, 3 mol/l KCl, rechargeable
Diaphragme :	taillé
Verre pH :	verre alpha, applications universelles, résistant au fluorure
Matériau de la tige :	verre
Longueur de la tige :	170 mm / 6,69 pouces
Diamètre de la tige :	12 mm / 0,47 pouces
Tête de sonde :	tête de sonde de laboratoire
Câble :	fixe (longueur : 1 m / 3,28 ft)

Dessin coté



Toutes dimensions en mm [pouces]



Électrode pH SE 106 N

Gamme de produits

Sonde	Longueur	Référence
SE 106 N	170 mm	SE 106N

Solutions tampon CaliMat (20 °C)	Quantité	Référence
Valeur pH 2,00 ± 0,02	250 ml	CS-P0200/250
Valeur pH 4,00 ± 0,02	250 ml	CS-P0400/250
	1000 ml	CS-P0400/1000
	3000 ml	CS-P0400/3000
Valeur pH 7,00 ± 0,02	250 ml	CS-P0700/250
	1000 ml	CS-P0700/1000
	3000 ml	CS-P0700/3000
Valeur pH 9,00 ± 0,02	250 ml	CS-P0900/250
	1000 ml	CS-P0900/1000
	3000 ml	CS-P0900/3000
Valeur pH 12,00 ± 0,05	250 ml	CS-P1200/250

Solution d'électrolyte	Quantité	Référence
KCl, 3 mol/l	250 ml	ZU 0960